



610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666 Mtl : (450) 443-1046
Courrier électronique : labmat@mediom.qc.ca
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Acétone, 99.5% (ASTM D329)

NUMÉRO DE CATALOGUE : AN-0102

LOT # : 1W2005818DQ

DATE DE RÉÉVALUATION: Avril 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Pureté	$\geq 99.5\% \text{ wt}$	99.70%wt
Apparence	Claire/limpide	Conforme
Solubilité dans l'eau	Passe test	Passe test
Couleur Pt-Co	≤ 5	≤ 5
M.N.V.	$< 25 \text{ ppm wt}$	$< 25 \text{ ppm wt}$
Test de Permanganate	$\geq 2 \text{ hrs}$	Conforme
Gravité spécifique @ 20°C	0.7910-0.7930	0.7921
Teneur en eau	$\leq 0.5\% \text{ wt}$	0.30% wt
Acidité	$\leq 20 \text{ ppm wt}$	$< 20 \text{ ppm wt}$

* Ce produit est conforme à la norme ASTM D 329*

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B. Sc.
Chimiste