



610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666 Mtl : (450) 443-1046
Courrier électronique : labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Agar-agar (Poudre), Purifié

NUMÉRO DE CATALOGUE : AP-0108

LOT #: 1R1109201EB22EV6

DATE DE RÉÉVALUATION: Juin 2027

ANALYSIS	SPECIFICATIONS	RESULTS
Identification A	Couleur bleu-noir observée	Conforme
Identification B	Le gel ne fond pas en dessous de 85°C	Conforme
Densité du gel (solution 1.5%)	600-1200g/cm ²	770g/cm ²
Humidité	<=20.0%	10.29%
Cendre total	<=6.5%	3.04%
Cendre insoluble dans l'acide	<=0.5%	<0.5%
Matière organique étrangère	<=1.0%	<1%
Matière insoluble étrangère	<=1.0%	<1%
Impureté d'Amidon	Pas de couleur bleu produit (iode test solution)	Conforme
Impuretés volatiles organiques	Réponds aux exigences	Conforme
Gélatine	Pas de précipité obtenu	Conforme
Absorption d'eau	<=5 fois	<5 fois
Arsenic	<=3ppm	<3ppm
Plomb	<=5ppm	<5ppm
Métaux lourds	<=40ppm	<40ppm
Salmonelle	Négatif	Conforme
E. coli	Négatif	Conforme

*****IMPORTANT*****

Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B. Sc.
Chimiste