



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Chlorure d'ammonium, A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : AR-0130

LOT # : 3ZP1305311CM05EW2

DATE DE RÉÉVALUATION: Février 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	$\geq 99.5\%$	99.78%
pH solution à 5% (25°C)	4.5-5.5	4.86
Matières insolubles	$\leq 0.005\%$	0.0005%
Résidus après ignition	$\leq 0.01\%$	0.006%
Calcium	$\leq 0.001\%$	0.00017%
Magnésium	$\leq 5\text{ppm}$	0.31ppm
Métaux lourds	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Fer	$\leq 2\text{ppm}$	$< 2\text{ppm}$
Phosphate	$\leq 2\text{ppm}$	$< 0.0002\%$
Sulfate	$\leq 0.002\%$	$< 0.002\%$

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Isabelle Bohm, B.Sc.
Chimiste