



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Sulfate d'ammonium, 99% Réactif A.C.S.
NUMÉRO DE CATALOGUE : AR-0150
LOT # : 3ZP3574124BU
DATE DE RÉÉVALUATION : Mai 2029

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	$\geq 99.0\%$	99.9%
Chlorure	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Fer	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Nitrate	$\leq 0.001\%$	$< 0.001\%$
Métaux lourds	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Matières insolubles	$\leq 0.005\%$	$< 0.005\%$
pH (solution 5%)	5.0-6.0	5.2
Phosphate	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Résidus après ignition	$\leq 0.005\%$	$< 0.005\%$

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Isabelle Bohm, B.Sc.
Chimiste