



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7  
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666  
Courrier électronique : [Labmat@labmat.com](mailto:Labmat@labmat.com)  
Site web: [www.labmat.com](http://www.labmat.com)

## RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Bleu de bromothymol, Réactif A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : BR-0141

LOT # : 3Q547U410AF23FF

DATE DE RÉÉVALUATION: Juin 2029

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Apparence	Poudre violet léger au rose	Poudre violet léger au rose
Clarté de la solution	Conforme	Conforme
Couleur de transition = pH 6.0 (jaune)	Conforme	Conforme
Couleur de transition = pH 7.6 (bleu)	Conforme	Conforme

\*\*\*\*\*IMPORTANT\*\*\*\*\*  
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.  
\*\*\*\*\*

Isabelle Bohm, B.Sc.  
Chimiste