



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Acide citrique, monohydrate, 99.5% Certifié

NUMÉRO DE CATALOGUE : CC-0152

LOT# : 1Z2131512EC

DATE DE RÉÉVALUATION : Juillet 2027

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Apparence	Cristaux ou poudre ou poudre cristalline, incolore translucide	Conforme
Teneur minimum	$\geq 99.5\%$	100%
Couleur (solution)	Passé tests	Passé tests
Clarté (solution)	Passé tests	Passé tests
Métaux lourds	$\leq 10\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Plomb	$\leq 0.5\text{ mg/kg}$	$< 0.1\text{ mg/kg}$
Résidus après ignition (cendre sulfatée)	$\leq 0.05\%$	0.01%
Humidité	7.5-8.8%%	8.8%
Oxalate	$\leq 350\text{mg/kg}$	$< 100\text{mg/kg}$
Sulfate	$\leq 150\text{ppm}$	$< 150\text{ppm}$

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le fabricant / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Isabelle Bohm, B.Sc.
Chimiste