



610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666 Mtl : (450) 443-1046
Courrier électronique : labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARATÉRISTIQUES

PRODUIT : Cyclohexane, Grade HPLC

NUMÉRO DE CATALOGUE : CH-0105

LOT # : 1B1889014EW08FJ

DATE DE RÉÉVALUATION: Septembre 2027

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Apparence	Liquide clair	Liquide clair
Teneur minimum	99.5%	99.99%
Couleur APHA	≤ 10	< 10 APHA
Résidus après évaporation	$\leq 0.0005\%$	$< 0.0003\%$
Absorbance UV à 205nm	≤ 0.88 AU	0.205 AU
Absorbance UV à 210nm	≤ 0.67 AU	0.153 AU
Absorbance UV à 254nm	≤ 0.014 AU	0.003 AU
Eau (Karl Fisher)	$\leq 0.02\%$	0.001%

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste