



610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7  
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666 Mtl : (450) 443-1046  
Courrier électronique : [labmat@labmat.com](mailto:labmat@labmat.com)  
Site web: [www.labmat.com](http://www.labmat.com)

## RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Charbon de bois activé (6-16 mailles)  
NUMÉRO DE CATALOGUE : CP-0245  
LOT # : 2ZN0330714CL  
DATE DE RÉÉVALUATION: Décembre 2027

ANALYSES	CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS
Dimension des particules (ASTM D-2862)	6 x16 mailles US	98.4%
Test au tétrachlorure de carbone (ASTM D-3467)	>=60%	60.53%
Humidité (ASTM D-2867)	<=5%	1.86%
Cendre (ASTM D-2866)	<=5%	2.46%

\*\*\*\*\*IMPORTANT\*\*\*\*\*  
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'emballage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.  
\*\*\*\*\*

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.  
Chimiste