



610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666 Mtl : (450) 443-1046
Courrier électronique : labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Charbon de bois activé (6-16 mailles)
NUMÉRO DE CATALOGUE : CP-0245
LOT # : 2ZN0330714CL05FE
DATE DE RÉÉVALUATION: Décembre 2027

ANALYSES	CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS
Dimension des particules (ASTM D-2862)	6 x16 mailles US	98.4%
Test au tétrachlorure de carbone (ASTM D-3467)	>=60%	60.53%
Humidité (ASTM D-2867)	<=5%	1.86%
Cendre (ASTM D-2866)	<=5%	2.46%

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'emouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste