



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7  
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666  
Courrier électronique : [Labmat@labmat.com](mailto:Labmat@labmat.com)  
Site web: [www.labmat.com](http://www.labmat.com)

## RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Cyclohexanone, Purifié

NUMÉRO DE CATALOGUE : CP-0333

LOT # : 3HM951323CT16ER2

DATE DE RÉÉVALUATION: Février 2027

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	$\geq 98\%$	$> 99.99\%$
Spectre infrarouge	Conforme à la structure	Conforme
Couleur APHA	--	$< 20$
Indice de réfraction	--	1.451
Arsenic	--	$< 1 \text{ ppm}$
Cadmium	--	$< 1 \text{ ppm}$
Mercure	--	$< 1 \text{ ppm}$
Plomb	--	$< 1 \text{ ppm}$

\*\*\*\*\*IMPORTANT\*\*\*\*\*  
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.  
\*\*\*\*\*

Isabelle Bohm, B.Sc.  
Chimiste

