



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Acide chlorhydrique, 37% Réactif A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : CR-0166

LOT # : 1C3618416ES

DATE DE RÉÉVALUATION : Mars 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	36.5-38.0%	36.9%
Apparence	Incolore et sans sédiment	Conforme
Résidus après ignition	≤ 5 ppm	< 5 ppm
Métaux lourds	≤ 1 ppm	< 1 ppm
Couleur APHA	≤ 10	< 10
Arsenic	≤ 0.01 ppm	< 0.01 ppm
Sulfate	≤ 1 ppm	< 1 ppm
Chlore libre	≤ 1 ppm	< 1 ppm
Fer	≤ 0.2 ppm	< 0.2 ppm
Sulfite	≤ 1 ppm	< 1 ppm
Ammonium	≤ 3 ppm	< 3 ppm
Bromure	$\leq 0.005\%$	$< 0.005\%$
Substances organiques extractibles	≤ 5 ppm	< 5 ppm

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste