



610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666 Mtl : (450) 443-1046
Courrier électronique : labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

CERTIFICAT D'ANALYSES

DESCRIPTION DU PRODUIT : ACIDE CHLORHYDRIQUE 0.08N/M

NUMÉRO DE CATALOGUE : CS-0508

LOT NUMÉRO : 601DK

Date de réévaluation: Octobre 2027

Normalité: 0.079-0.081N

Résultat : 0.0802N

Standardisée avec étalon externe

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste