



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Éther diéthylique 99+%, Réactif A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : ER-0166

LOT # : 1D6331818ER10FG2

DATE DE RÉÉVALUATION: Août 2027

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	$\geq 99.0\%$	99.98%
Couleur APHA	≤ 10	5
Peroxyde	$\leq 1\text{ppm}$	$< 1\text{ppm}$
Résidus d'évaporation	$\leq 0.001\%$	$< 0.001\%$
Acide titrable	$\leq 0.0002\text{meq/g}$	$< 0.00002\text{meq/g}$
Composés carbonylés	$\leq 0.001\%$	0.0002%
Eau	$\leq 0.03\%$	0.005%
Alcool	Passe test	Conforme

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Isabelle Bohm, B.Sc.
Chimiste