



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7  
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666  
Courrier électronique : [Labmat@labmat.com](mailto:Labmat@labmat.com)  
Site web: [www.labmat.com](http://www.labmat.com)

## RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Oxyde de magnésium, Léger, 96% Purifié  
NUMÉRO DE CATALOGUE : MP-0214  
LOT # : 3A6244127BC  
DATE DE RÉÉVALUATION: Janvier 2029

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	$\geq 96\%$	97.62%
Oxyde d'aluminium ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	---	0.12%
Oxyde de calcium ( $\text{CaO}$ )	---	1.29%
Oxyde de silicium ( $\text{SiO}_2$ )	---	0.24%
Oxyde ferrique ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	---	0.73%
Résidu après ignition	---	1.37%
Granulométrie		
325 mailles	---	85.5%
200 mailles	---	97.5%
150 mailles	---	99.4%
100 mailles	---	100.0%

\*\*\*\*\*IMPORTANT\*\*\*\*\*  
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.  
\*\*\*\*\*

Isabelle Bohm, B.Sc.  
Chimiste