



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : D-Mannitol, Réactif A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : MR-0123

LOT # : 1H6719102ER17FH

DATE DE RÉÉVALUATION: Septembre 2027

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Rotation spécifique	+23.3° à +24.3°	+24.3°
Sucres réducteurs	Passe tests	Passe Test
Matières insolubles	≤0.01%	0.003%
Perte au séchage	≤0.05%	<0.05%
Résidus après ignition	≤0.01%	0.01%
Acide titrable	≤0.0008 meq/g	<0.0008 meq/g
Métaux lourds	≤5ppm	<5ppm

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste