



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SECTION 01 - IDENTIFICATION

<b>Identification du produit</b>	3-NITROTOLUÈNE
<b>Autre identification (Nom chimique, Nom commercial, Synonymes)</b>	m-Nitrotoluène; m-Nitrotoluol; Meta-Nitrotoluène; 1-Méthyl-3-nitrobenzène; 3-Méthylnitrobenzène; 3-Nitrotoluol
<b>Code du produit</b>	NR-0130
<b>Formule chimique</b>	$C_7H_7NO_2$
<b>Masse molaire</b>	137.14
<b>Usage recommandé et restrictions d'utilisation</b>	Pour usage en laboratoire, scolaire, commercial ou industriel. Ne pas utiliser à des fins médicales ou domestiques.
<b>Fournisseur</b>	LABORATOIRE MAT 610, rue Adanac Québec Québec G1C 7B7 418-660-8666 Lun-ven 8h-16h <a href="http://www.labmat.com">www.labmat.com</a> <a href="mailto:labmat@labmat.com">labmat@labmat.com</a>
<b>Téléphone urgence</b>	418-660-8666 Lun-ven 8h-16h CENTRE ANTI-POISON DU QUÉBEC 800-463-5060
<b>Date FDS préparée</b>	2025-11-27

## SECTION 02 - IDENTIFICATION DES DANGERS

**Classification SIMDUT**

- Toxicité aigüe-Cutanée - catégorie 3
- Toxicité aigüe-Inhalation - catégorie 3
- Toxicité aigüe-Orale - catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée - catégorie 2

### PICTOGRAMMES



**Mention d'avertissement** DANGER

**Mentions de danger (H)**

- Toxique par contact cutané
- Toxique par inhalation
- Nocif en cas d'ingestion
- Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

**Conseils de prudence (P)**

- Porter des gants de protection (Viton®, nitrile, butyle), des vêtements de protection, et un équipement de protection des yeux et du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- Garder sous clef.
- Éliminer le contenu et récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales, ou contacter une firme spécialisée en élimination des déchets.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- Rincer la bouche.
- Ne pas respirer les brouillards, gaz, vapeurs et autres émanations, ou le produit lui-même.
- Consulter un médecin en cas de malaise.

**Autres dangers** NFPA (Degré du danger: 0=Minimal; 1=Léger; 2=Modéré; 3=Sérieux; 4=Extrême)

**Santé** 3  
**Inflammabilité** 1  
**Réactivité** 0  
**Spécial**

## SECTION 03 - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Composant	No. CAS	% Poids
3-Nitrotulène	99-08-1	<=100%

## SECTION 04 - PREMIERS SOINS

<b>Si contact avec yeux</b>	Laver les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en maintenant les paupières écartées afin de bien rincer l'oeil. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
<b>Si contact avec peau</b>	Laver la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les vêtements souillés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
<b>Si inhalé</b>	Déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Consulter un médecin.
<b>Si avalé</b>	Si la personne est consciente, faire boire de l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin.
<b>Symptômes et effets les plus importants (aigus et retardés)</b>	Principaux symptômes d'une forte exposition: Méthémoglobinémie (taux de méthémoglobine trop important dans le sang). Dommages au foie. Maux de têtes. Rougeurs. Irritabilité. Vertiges. Cyanose (coloration bleue à noire de la peau et des ongles). Nausée et vomissements. Augmentation du pouls. Irritation de la peau. Dommages à la rate. Faiblesse musculaire. Convulsions. Difficultés respiratoires.
<b>Prise en charge médicale immédiate ou traitement spécial, si nécessaire</b>	Traiter en fonction des symptômes. Montrer cette fiche au médecin traitant.

## SECTION 05 - MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

<b>Agents extincteurs appropriés</b>	Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.
<b>Agents extincteurs inappropriés</b>	Aucune limitation concernant les agents d'extinction.
<b>Produits de combustion</b>	Des produits de combustion dangereux se forment en cas de feu: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote (NOx).
<b>Dangers spécifiques du produit dangereux</b>	Les contenants exposés au feu ou à sa chaleur peuvent exploser. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Peut réagir violemment au contact des produits incompatibles (réf. section 10).
<b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour pompiers</b>	Écarter les substances incompatibles si cela peut se faire sans risque. Les pompiers doivent être munis d'un équipement de protection standard, vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes de protection, et s'il y a lieu, un appareil respiratoire autonome.

## SECTION 06 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

<b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence</b>	Couper toutes les sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses. Attention aux vapeurs qui s'accumulent en formant des concentrations explosives. Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Lors de la manipulation, porter un équipement de sécurité adéquat (référence section 8 pour équipements de protection à utiliser). Assurer une bonne aération des lieux. Utiliser une protection respiratoire à cartouche NIOSH au besoin ou en cas de déversement plus important.
<b>Méthodes et matériaux pour confinement et nettoyage</b>	Absorber le produit avec du sable ou de la vermiculite. Diluer les résidus avec de l'eau, nettoyer et rincer. Disposer des résidus dans un contenant prévu pour l'élimination des matières dangereuses. Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

## SECTION 07 - MANUTENTION ET STOCKAGE

<b>Conditions d'entreposage</b>	Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Garder le contenant hermétiquement fermé et le ranger à l'écart de la chaleur, de l'humidité et des produits incompatibles (réf. section 10).
<b>Méthode et équipement de manutention</b>	Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Porter l'équipement de protection individuel (réf. section 8) lors de la manutention. Assurer toujours une bonne ventilation. Embouteiller dans le verre seulement. NOTE: peut attaquer certains plastiques, caoutchoucs et revêtements. Appliquer les règles habituelles d'hygiène standards: Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger ou boire durant l'utilisation.

## SECTION 08 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

### VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

Composants	No.-CAS	Paramètres de contrôle	Valeur	Base
3-Nitrotoluène	99-08-1	TWA	2ppm 11mg/m3	Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)
Remarque	La substance peut être facilement absorbée à travers la peau intacte			
		VEMP	2ppm	Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air
	Peau (percutanée)			
		TWA	2ppm	Canada. Ontario Reg 833.
		TWA	2ppm	Canada. LEP Colombie Britannique

<b>Origine des données</b>	Alberta OELs. Ontario Regulation 833. CNESST Worksafebc.com Sigma-Aldrich (Millipore Sigma)
<b>Respiratoire</b>	Si un travail sous la hotte n'est pas possible, ou si les niveaux admissibles sont dépassés, utilisez une protection respiratoire à cartouche NIOSH, ou un respirateur avec alimentation d'air.
<b>Gants</b>	Manipuler avec des gants de protection. Matériel suggéré: Nitrile. Butyle. Viton® (Fluoroélastomère). Le type, l'épaisseur et la longueur du gant doivent être choisis en fonction de l'utilisation, de la concentration du produit, ainsi que de la durée d'utilisation. Remplacer régulièrement les gants pour une meilleure protection.
<b>Yeux</b>	Lunettes protectrices avec des volets de sécurité.
<b>Chaussures</b>	Utiliser des chaussures de sécurité.
<b>Vêtements</b>	Sarrau. Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.
<b>Contrôle d'ingénierie</b>	Utiliser une hotte. Disposer de douches de sécurité et de douches oculaires sur les lieux de travail en cas d'urgence ainsi que d'un système de ventilation permettant de maintenir le niveau des concentrations dans l'air sous les valeurs limites d'exposition.

## SECTION 09 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique	Liquide
Couleur	Jaune
Odeur	Caractéristique
Seuil d'odeur	0.045ppm
Point de fusion et congélation	14-16°C
Point d'ébullition	230-231°C
Inflammabilité	Combustible
Limites inférieures d'explosivité ou d'inflammabilité	2.2%V/V
Limites supérieures d'explosivité ou d'inflammabilité	Donnée non disponible
Point d'éclair	106°C
Température d'auto-inflammation	Donnée non disponible
Température de décomposition	270 °C
pH	Sans objet
Viscosité cinématique	Donnée non disponible
Solubilité	Très peu soluble dans l'eau (<1 g/l @20 °C)
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique)	eau/ huile 0,0040
Pression de vapeur	0.1 mmHg @ 20 °C
Masse volumique et densité relative	1,1571 g/ml @ 20 °C
Densité de vapeur relative	4.73 (air=1)
Caractéristiques des particules	Sans objet

## SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	Possibilité de formation de mélanges explosibles avec l'air en cas de fort échauffement. Peut réagir violemment avec les substances incompatibles.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions de stockage recommandées. Sensible à la chaleur.
Risque de réactions dangereuses	Peut réagir violemment au contact de substances incompatibles. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air lorsqu'elles sont chauffées.
Conditions à éviter	Éviter le contact avec les matières incompatibles et les températures extrêmes. Chaleur, flammes et étincelles.
Matériaux incompatibles	Oxydants forts. Peut former un mélange explosif avec : Acide sulfurique. Sels alcalins. Réducteurs. Peroxydes. Trioxyde de soufre. Réactions exothermiques avec : Ammoniac. Oxydants forts. Hydroxyde de sodium. Acides forts.
Produits de décomposition dangereux	Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2). Oxydes d'azote (NOx).

## SECTION 11 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

### 3-NITROTOLUÈNE

<b>Premières voies d'absorption</b>	Ingestion, inhalation et contact cutané.
<b>Effets / symptômes de l'exposition aiguë :</b>	Par voie d'exposition ci-dessous.
- Yeux	Irritation. Douleurs.
- Peau	Irritation. Difficultés respiratoires. Cyanose. Nausées et vomissements. Faiblesse musculaire. Convulsions. Maux de tête. Augmentation du pouls et de la respiration. Irritabilité. Rougeurs. Vertiges. Le produit est absorbé par la peau.
- Respiration	Maux de tête. Rougeurs. Nausées et vomissements. Faiblesse musculaire. Convulsions. Irritabilité. Augmentation du pouls et de la respiration. Cyanose. Difficultés respiratoires. Vertiges.
- Ingestion	Maux de tête. Perturbation du rythme cardiaque. Dommages à la rate. Nausées et vomissements. Rougeurs. Convulsions. Faiblesse musculaire. Irritabilité. Cyanose. Difficultés respiratoires. Vertiges.
<b>Effets / symptômes de l'exposition chronique</b>	Méthémoglobinémie (taux de méthémoglobine trop important dans le sang). Anémie. Est reconnu comme un agent inclassable quant à sa cancérogénicité (groupe 3 selon IARC). Cyanose (coloration bleue à noire de la peau et des ongles). Dommages à la rate. Dommages au foie. Troubles cardio-vasculaires. Faiblesse musculaire. Rougeurs. Dyspnée. Maux de tête. Irritabilité. Vertiges.
<b>DL50 (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b>	DL50 Oral - Rat - 1072 mg/kg. DL50 Cutanée - Lapin - 1750mg/kg.
<b>CL50 (spécifier l'espèce et voied'entrée)</b>	CL50 Inhalation - Souris - 4 h - 425mg/m3.

## SECTION 12 - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

### 3-NITROTOLUÈNE

<b>Écotoxicité</b>	Toxicité pour les poissons: Essai en dynamique - CL50 - Danio rerio (poisson zèbre) - 35.3 mg/l - 96 h. Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques: Essai en statique CE50 - Daphnia magna (Grande daphnie ) - 7.4 mg/l - 48 h. Toxicité pour les algues: Inhibition de la croissance CE50r - Chlorella pyrenoidosa - 14 mg/l - 96 h. Toxicité pour les bactéries: CE50 - Photobacterium phosphoreum (Bactéries luminescentes) - 3.95 mg/l - 15 min. Toxicité chronique - Toxicité pour les poissons: Essai en semi-statique - NOEC - Oryzias latipes (Killifish rouge-orange) - 2 mg/l -28jr. Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques: Test de Reproduction - NOEC - Daphnia magna (Grande daphnie ) - 0.5 mg/l - 21 jr.
<b>Persistence et dégradation</b>	Biodégradabilité aérobie - Durée d'exposition 14 jr - Résultat: 2% Difficilement biodégradable.
<b>Potentiel de bioaccumulation</b>	Donnée non-disponible.
<b>Mobilité dans le sol</b>	Donnée non-disponible.
<b>Autre effets nocifs</b>	Éviter le rejet dans l'environnement.

## SECTION 13 - DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

<b>Mesures pour l'élimination</b>	Éliminer le contenu et récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales, ou contacter une firme spécialisée en élimination des déchets.
<b>Emballage contaminé</b>	Éliminer comme produit non utilisé.

## SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Numéro UN	1664
Appellation réglementaire	NITROTOLUÈNES LIQUIDES
Classification du TMD	Matières toxiques 6.1
Groupe d'emballage	II
Indice de quantité limitée	0.1 L
Indice PIU	-
Dispositions particulières	-

## SECTION 15 - INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

<b>SIMDUT CANADA</b>	- Toxicité aigüe-Cutanée - catégorie 3 - Toxicité aigüe-Inhalation - catégorie 3 - Toxicité aigüe-Orale - catégorie 4 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée - catégorie 2
----------------------	--

## SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

Légende des abréviations et acronymes:

CNESST: Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité au travail

NIH: National institute of health (U.S. National Library of Medicine)

ECHA: Agence Européenne de Chimie

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

VECD: Valeur d'exposition courte durée

VEMP: Valeur d'exposition moyenne pondérée

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines

OSHA : United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration

TLV : Threshold limit value

TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Ceiling

RSST: Règlement sur la santé et sécurité au travail (Québec)

INRS: l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (France)

Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide. Ceci ne représente aucune garantie quant aux propriétés du produit. Laboratoire MAT inc. ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit susmentionné.

**DERNIÈRE MISE À JOUR : 2025-11-27**