



Centre Anti-Poison pour le Québec: (800) 463-5060

Tél. (Qc): (418) 660-8666 / 800-890-8666


Fax. (Qc): (418) 660-8998

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SECTION 01 - IDENTIFICATION

|                                                                                                                             |                                     |                                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Identification du produit<br>ACIDE OXALIQUE DIHYDRATE                                                                       |                                     | Utilisation du produit<br>Usage en laboratoire     |                         |
| Formule chimique<br>$H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$                                                                                 |                                     | Numéro MAT<br>OP-0166; OR-0109; OT-0166            | Masse molaire<br>126,07 |
| Nom chimique / Nom commercial / Synonymes<br>OXALIC ACID DIHYDRATE, ETHANEDIOIC ACID DIHYDRATE, ETHANEDIONIC ACID DIHYDRATE |                                     |                                                    |                         |
| Nom du fournisseur<br>Laboratoire MAT                                                                                       |                                     | Adresse - Rue<br>610, rue Adanac                   |                         |
| Ville<br>Québec                                                                                                             |                                     | Province<br>Québec                                 |                         |
| Code postal<br>G1C 7B7                                                                                                      | Internet<br>www.labmat.com          | Numéro de téléphone<br>418-660-8666 / 800-890-8666 |                         |
| Téléphone en cas d'urgence                                                                                                  | CANUTEC: 613-996-6666               | CENTRE ANTI-POISON DU QUÉBEC 800-463-5060          |                         |
| Date FDS préparée<br>2021-03-30                                                                                             | FDS Préparée par<br>Laboratoire MAT | Courrier électronique<br>labmat@labmat.com         |                         |

## SECTION 02 - IDENTIFICATION DES DANGERS

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification SIMDUT/SGH</b>                                                    | Lésions oculaires graves/irritation oculaire catégorie 1<br>Corrosion cutanée/irritation cutanée catégorie 2<br>Toxicité aiguë-Orale catégorie 4<br>Toxicité aiguë-Cutanée catégorie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mention d'avertissement</b>                                                      | DANGER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mentions de danger (H)</b>                                                       | H318 Provoque des lésions oculaires graves.<br>H302 Nocif en cas d'ingestion.<br>H312 Nocif par contact cutané.<br>H315 Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Conseils de prudence (P)</b>                                                     | P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.<br>P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.<br>P264 Se laver soigneusement les régions du corps ayant été en contact avec le produit après manipulation.<br>P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.<br>P301 + P312 EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.<br>P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.<br>P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.<br>P321 Traitement spécifique (voir section 4 de la FDS et sur cette étiquette).<br>P330 Rincer la bouche.<br>P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.<br>P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.<br>P501 Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales / régionales / nationales / internationales ou contacter une firme spécialisée en élimination des déchets. |
| <b>PICTOGRAMMES</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autres dangers</b>                                                               | NFPA (Degré du danger: 0=Minimal; 1=Léger; 2=Modéré; 3=Sérieux; 4=Extrême)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Santé 3<br>Inflammabilité 1<br>Réactivité 0<br>Spécial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SECTION 03 - INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| Ingrédients (Dénomination chimique / synonymes) | Numéro CAS et tout identificateur unique | Concentration (%) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Acide oxalique dihydrate                        | 6153-56-6                                | <=100             |

## SECTION 04 - PREMIERS SOINS

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Si contact avec yeux</b>                                                    | Laver les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en maintenant les paupières écartées afin de bien rincer l'oeil. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                                       |
| <b>Si contact avec peau</b>                                                    | Laver la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les vêtements souillés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                                                                             |
| <b>Si inhalé</b>                                                               | Déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Consulter un médecin.                                                                                                          |
| <b>Si avalé</b>                                                                | Si la personne est consciente, faire boire de l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Consulter un médecin.                                                                              |
| <b>Symptômes et effets les plus importants (aigus et retardés)</b>             | Principaux symptômes d'une forte exposition: Paresthésie (fourmillements, raideur de la peau (peau cartonnée), engourdissements). Lésions cutanées. Convulsions. Tremblements. Tétanie (contractures musculaires). Réf. section 11. |
| <b>Prise en charge médicale immédiate ou traitement spécial, si nécessaire</b> | En cas de consultation médicale, gardez cette fiche à disposition.                                                                                                                                                                  |
| <b>Conseils généraux</b>                                                       | Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.                                                                                                                                                                     |

## SECTION 05 - MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inflammabilité</b>                                                           | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Conditions d'allumage</b>                                                    | Les poussières fines en concentration suffisante peuvent être combustibles, ou exploser si confinées dans un espace restreint et soumises à une source d'inflammation.                                                                                                                 |
| <b>Agents d'extinction appropriés</b>                                           | Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.                                                                                                                                                                          |
| <b>Agents d'extinction inappropriés</b>                                         | Donnée non-disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produits de combustion dangereux</b>                                         | Des produits de combustion dangereux se forment en cas de feu: Acide formique. Oxydes de carbone.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dangers spéciaux de feu et d'explosion</b>                                   | Peut réagir violemment au contact des produits incompatibles (réf. section 10). L'acide oxalique dihydrate en forte concentration dans l'air est capable de créer une explosion de poussières. Réagit avec certains composés d'argent pour former l'oxalate d'argent qui est explosif. |
| <b>Équipements de protection spéciaux / précautions spéciales pour pompiers</b> | Écarter les substances incompatibles si cela peut se faire sans risque. Les pompiers doivent être munis d'un équipement de protection standard, vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes de protection, et s'il y a lieu, un appareil respiratoire autonome.           |

## SECTION 06 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthodes et matériaux pour confinement et nettoyage, précautions individuelles équipement de protection et mesures d'urgence</b> | Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Ramasser à l'aide d'une pelle ou d'un balai en prenant soin de ne pas disperser les poussières. Couvrir les résidus avec du carbonate de sodium ou de l'oxyde de calcium afin de neutraliser le produit. Diluer les résidus avec de l'eau, nettoyer et rincer. Assurer une bonne aération des lieux. Disposer des résidus dans un contenant prévu pour l'élimination des matières dangereuses. Utiliser un appareil respiratoire au besoin. Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter la formation de poussière. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz. Éviter l'inhalation de la poussière. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 07 - MANUTENTION ET STOCKAGE

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditions d'entreposage</b>             | Entreposer dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé et le ranger à l'écart de la chaleur, de l'humidité et des produits incompatibles. Protéger des rayons du soleil. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l'humidité.                                                                                  |
| <b>Méthode et équipement de manutention</b> | Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter la formation de poussières et d'aérosols. Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où se forme la poussière ou la vapeur. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Porter l'équipement de protection individuel lors de la manutention. Assurer toujours une bonne ventilation. Transport selon TMD (réf. Section 14) |

## SECTION 08 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

### Valeurs d'exposition

| Composants  | No.-CAS                                                                                                                                                                           | Paramètres de contrôle | Valeur                     | Base                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxalic acid | 144-62-7                                                                                                                                                                          | TWA                    | 1.000000 mg/m <sup>3</sup> | Canada. LEP Colombie Britannique                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                   | STEL                   | 2.000000 mg/m <sup>3</sup> | Canada. LEP Colombie Britannique                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                   | TWA                    | 1.000000 mg/m <sup>3</sup> | Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)                                                              |
| Remarques   | La limite d'exposition professionnelle est basée sur les effets de l'irritation et son ajustement pour compenser les emplois du temps de travail inhabituels n'est pas nécessaire |                        |                            |                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                   | STEL                   | 2.000000 mg/m <sup>3</sup> | Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)                                                              |
|             | La limite d'exposition professionnelle est basée sur les effets de l'irritation et son ajustement pour compenser les emplois du temps de travail inhabituels n'est pas nécessaire |                        |                            |                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                   | TWAEV                  | 1.000000 mg/m <sup>3</sup> | Canada. Ontario OELs                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                   | STEV                   | 2.000000 mg/m <sup>3</sup> | Canada. Ontario OELs                                                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                                                   | VEMP                   | 1.000000 mg/m <sup>3</sup> | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air |
|             |                                                                                                                                                                                   | VEMP                   | 1 mg/m <sup>3</sup>        | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air |
|             |                                                                                                                                                                                   | VECD                   | 2 mg/m <sup>3</sup>        | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air |
|             |                                                                                                                                                                                   | VECD                   | 2.000000 mg/m <sup>3</sup> | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air |
|             |                                                                                                                                                                                   | TWA                    | 1 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEP Colombie Britannique                                                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                   | STEL                   | 2 mg/m <sup>3</sup>        | Canada. LEP Colombie Britannique                                                                                                        |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine des données   | Sigma-Aldrich (Millipore Sigma)                                                                                                                                                                                                                |
| Ventilation           | Hotte.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Respiratoire          | Si les niveaux admissibles sont dépassés, utiliser un filtre mécanique / une cartouche contre les vapeurs NIOSH ou un respirateur avec alimentation d'air.                                                                                     |
| Gants                 | Manipuler avec des gants.                                                                                                                                                                                                                      |
| Yeux                  | Lunettes protectrices avec des volets de sécurité.                                                                                                                                                                                             |
| Chaussures            | Chaussures de sécurité.                                                                                                                                                                                                                        |
| Vêtements             | Sarrau.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contrôle d'ingénierie | Disposer de douches de sécurité et de douches oculaires sur les lieux de travail en cas d'urgence ainsi que d'un système de ventilation permettant de maintenir le niveau des concentrations dans l'air sous les valeurs limites d'exposition. |

## SECTION 09 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                                      |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>État physique</b>                                                 | Solide.                                                                     |
| <b>Apparence</b>                                                     | Cristaux blancs-                                                            |
| <b>Odeur</b>                                                         | inodore.                                                                    |
| <b>Seuil olfactif</b>                                                | Données non disponibles                                                     |
| <b>pH</b>                                                            | Solution aqueuse 0.1M = pH 1.3.                                             |
| <b>Point de fusion / congélation</b>                                 | 102°C                                                                       |
| <b>Point initial d'ébullition</b>                                    | Données non disponibles                                                     |
| <b>Plage d'ébullition</b>                                            | Données non disponibles                                                     |
| <b>Point d'éclair</b>                                                | Données non disponibles                                                     |
| <b>Taux d'évaporation</b>                                            | Données non disponibles                                                     |
| <b>Inflammabilité</b>                                                | Non                                                                         |
| <b>Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité (LEL %)</b> | Données non disponibles                                                     |
| <b>Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité (UEL %)</b> | Données non disponibles                                                     |
| <b>Tension de vapeur</b>                                             | <0.01 hPa (< 0.01 mmHg) à 20 °C-                                            |
| <b>Densité de vapeur</b>                                             | Données non disponibles                                                     |
| <b>Densité</b>                                                       | Données non disponibles                                                     |
| <b>Solubilité</b>                                                    | Soluble dans l'eau (env.126.1 g/l à 20 °C (68 °F)) ; soluble dans l'alcool. |
| <b>Coefficient de partage--n-octanol/eau</b>                         | Données non disponibles                                                     |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>                               | Données non disponibles                                                     |
| <b>Température de décomposition</b>                                  | Données non disponibles                                                     |
| <b>Viscosité</b>                                                     | Données non disponibles                                                     |

## SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réactivité</b>                                                                                 | Produit acide, réagit fortement avec les bases fortes. Peut réagir violemment avec les substances incompatibles.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stabilité chimique</b>                                                                         | Sensible à l'humidité. Se sublime avec la chaleur, avec décomposition partielle.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Risque de réactions dangereuses</b>                                                            | Risque d'explosion en cas de contact avec des oxydants forts.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conditions d'instabilité (Incluant sensibilité aux chocs / décharge statique / vibrations)</b> | Éviter l'humidité. Se décompose à 155°C.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Substances incompatibles</b>                                                                   | Les agents oxydants forts (acide nitrique, acide perchlorique, les peroxydes, les chlorates et les perchlorates), les chlorures d'acide, l'acier corrodé, l'alcool furfuryle, l'argent et ses sels, les bases, les métaux alcalins, le chlorate et l'hypochlorite de sodium, la chaleur et l'humidité. |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b>                                                        | Des produits de décomposition dangereux se forment en cas de feu. Acide formique. Oxydes de carbone.                                                                                                                                                                                                   |

## SECTION 11 - INFORMATION TOXICOLOGIQUE

## ACIDE OXALIQUE DIHYDRATE

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premières voies d'absorption</b>                          | Ingestion et inhalation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Effets / symptômes de l'exposition aigue :</b>            | Par voie d'exposition ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Yeux                                                       | Irritation sévère et brûlures pouvant entraîner des lésions oculaires permanentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Peau                                                       | Irritation sévère et brûlure des tissus. Le contact prolongé avec des solutions d'acide oxalique produit des lésions cutanées qui s'aggravent avec le temps; ces dernières peuvent entraîner une cyanose à évolution gangreneuse.                                                                                                                                                           |
| - Respiration                                                | Spasmes, irritation et inflammation du nez, de la gorge et des poumons. Oedème du larynx et des bronches. Pneumonie chimique et oedème pulmonaire pouvant entraîner la mort.                                                                                                                                                                                                                |
| - Ingestion                                                  | Brûlures et corrosion des voies digestives. Possibilité de perforation oesophagienne ou gastrique et d'hémorragie, lésions aux reins, douleurs abdominales, diarrhées, nausées et vomissements, hypocalcémie, paresthésie, myoclonie, contractions musculaires spasmodiques, pouls rapide et irrégulier, convulsions, hypotension, coma et peut entraîner la mort.                          |
| <b>Effets / symptômes de l'exposition chronique</b>          | Sensation de brûlure, dermatite, conjonctivite, lésions cutanées, ongles cassants et noirâtres, lésions aux reins, troubles nerveux, douleurs dans la poitrine, toux, dyspnée, laryngite, maux de tête, vertiges, albuminurie, irritabilité, sudation, salivation, fatigue, perte de poids et perte d'appétit, convulsions, nausées et vomissements. Hypocalcémie, calculs rénaux, tétanie. |
| <b>DL<sub>50</sub> (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b> | DL50 Oral - Rat - 375 mg/kg. DL50 Dermale - Lapin - 20 000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CL<sub>50</sub> (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b> | Donnée non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## SECTION 12 - INFORMATION ÉCOLOGIQUE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Écotoxicité</b>                  | Toxicité pour les poissons: CL50: <i>Leuciscus idus melanotus</i> : 160 mg/L - 48 h Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques: CE50 - <i>Daphnia magna</i> (Grande daphnie) - 137 mg/L -48 h |
| <b>Persistence et dégradation</b>   | Biodégradabilité aérobique. Facilement biodégradable.                                                                                                                                                            |
| <b>Potentiel de bioaccumulation</b> | Donnée non disponible.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mobilité dans le sol</b>         | Donnée non disponible.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autre effets nocifs</b>          | Donnée non disponible.                                                                                                                                                                                           |

## SECTION 13 - DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

|                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mesures pour l'élimination</b> | Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales / ou contacter une firme spécialisée en élimination des déchets. |
| <b>Emballage contaminé</b>        | Éliminer comme produit non utilisé.                                                                                                                                           |

## SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Numéro UN</b>                  | N/R |
| <b>Appellation réglementaire</b>  |     |
| <b>Classification du TMD</b>      |     |
| <b>Groupe d'emballage</b>         |     |
| <b>Indice de quantité limitée</b> |     |
| <b>Indice PIU</b>                 |     |
| <b>Dispositions particulières</b> |     |

## SECTION 15 - INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

|                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SIMDUT CANADA</b> | Lésions oculaires graves/irritation oculaire catégorie 1<br>Corrosion cutanée/irritation cutanée catégorie 2<br>Toxicité aigüe-Orale catégorie 4<br>Toxicité aigüe-Cutanée catégorie 4 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

### Information supplémentaire

Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide. Ceci ne représente aucune garantie quant aux propriétés du produit. Laboratoire MAT inc. ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné.

Dernière mise à jour: 2021-03-30