



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Phénol rouge, A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : PR-0125

LOT # : 1Q1T53110AH

DATE DE RÉÉVALUATION : Août 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Clarté de la solution	Passe tests	Conforme
Intervalle de transition visuelle	de pH 6.8 (jaune) à pH 8.2 (rouge)	Conforme

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Isabelle Bohm, B.Sc.
Chimiste