



610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666 Mtl : (450) 443-1046
Courrier électronique : labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Sulfate de potassium, 99+%, Réactif A.C.S.
NUMÉRO DE CATALOGUE : PR-0210
LOT # : 2ZP2213017CD
DATE DE RÉÉVALUATION : Juillet 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	$\geq 99.0\%$	99.42%
pH solution 5% à 25°C	5.5-8.5	7.28
Matières insolubles	$\leq 0.01\%$	0.004%
Chlorure	$\leq 0.001\%$	$< 0.001\%$
Composés azotés	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Métaux lourds	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Fer	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Calcium	$\leq 0.01\%$	0.0088%
Magnésium	$\leq 0.005\%$	0.0009%
Sodium	$\leq 0.02\%$	0.0145%

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste