



610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666
Courrier électronique : labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Acide stéarique, Purifié

NUMÉRO DE CATALOGUE : SP-0155

LOT # : 1Z6162609DT

DATE DE RÉÉVALUATION: Novembre 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Apparence	Poudre à flocons, blanc à blanc cassé	Conforme
Valeur de Saponification (mg KOH/1g d'échantillon)	206-213mg/1g d'échantillon	210.3 mg/1g d'échantillon
Teneur % (USP)	$\geq 40\%$	43.7%

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le fabricant / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste