



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SECTION 01 - IDENTIFICATION

|   |   |
|---|---|
| <b>Identification du produit</b>                                      | ACÉTATE DE SODIUM   |
| <b>Autre identification (Nom chimique, Nom commercial, Synonymes)</b> | Sodium acetate; Acetic acid, sodium salt; Sodium acetate anhydrous; sel de sodium de l'acide acétique.                                  |
| <b>Code du produit</b>  | SR-0190   |
| <b>Formule chimique</b>   | CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> Na  |
| <b>Masse molaire</b>  | 82.03   |
| <b>Usage recommandé et restrictions d'utilisation</b>                 | Pour usage en laboratoire, scolaire, commercial ou industriel. Ne pas utiliser à des fins médicales ou domestiques.                     |
| <b>Fournisseur</b>  | LABORATOIRE MAT<br>610, rue Adanac<br>Québec<br>Québec<br>G1C 7B7<br>418-660-8666 Lun-ven 8h-16h<br>www.labmat.com<br>labmat@labmat.com |
| <b>Téléphone urgence</b>  | 418-660-8666 Lun-ven 8h-16h<br>CENTRE ANTI-POISON DU QUÉBEC 800-463-5060  |
| <b>Date FDS préparée</b>  | 2026-04-02  |

### SECTION 02 - IDENTIFICATION DES DANGERS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Classification SIMDUT</b>    | - Non règlementé selon le SIMDUT   |
| <b>Mentions de danger (H)</b>   | - N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au SIMDUT Canada  |
| <b>Conseils de prudence (P)</b> | - L'utilisation de ce produit ne présente pas de risque particulier. Cependant, les précautions usuelles de sécurité en laboratoire tel que le port de gants, vêtements et lunettes de protection doivent être respectées. |
| <b>Autres dangers</b>           | NFPA (Degré du danger: 0=Minimal; 1=Léger; 2=Modéré; 3=Sérieux; 4=Extrême)<br><b>Santé</b> 1<br><b>Inflammabilité</b> 1<br><b>Réactivité</b> 0<br><b>Spécial</b>   |

### SECTION 03 - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| Composant         | No. CAS  | % Poids |
|-------------------|----------|---------|
| ACÉTATE DE SODIUM | 127-09-3 | <=100%  |

## SECTION 04 - PREMIERS SOINS

|  |   |
|--|---|
| <b>Si contact avec yeux</b>  | Laver les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en maintenant les paupières écartées afin de bien rincer l'oeil. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. |
| <b>Si contact avec peau</b>  | Laver la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les vêtements souillés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                       |
| <b>Si inhalé</b>   | Déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Consulter un médecin.  |
| <b>Si avalé</b>  | Si la personne est consciente, faire boire de l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin.   |
| <b>Symptômes et effets les plus importants (aigus et retardés)</b>             | Principaux symptômes d'une forte exposition: Irritation cutanée, oculaire et du système respiratoire. Réf. section 11.  |
| <b>Prise en charge médicale immédiate ou traitement spécial, si nécessaire</b> | Traiter en fonction des symptômes. Montrer cette fiche au médecin traitant.   |

## SECTION 05 - MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

|  |  |
|--|--|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>   | Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.  |
| <b>Agents extincteurs inappropriés</b>   | Donnée non disponible.   |
| <b>Produits de combustion</b>  | Des produits de combustion dangereux se forment en cas de feu: Acide acétique. Oxydes de sodium. Oxydes de carbone. Dioxyde de carbone.  |
| <b>Dangers spécifiques du produit dangereux</b>                                  | Peut réagir violemment au contact des produits incompatibles (réf. section 10).  |
| <b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour pompiers</b> | Écarter les substances incompatibles si cela peut se faire sans risque. Les pompiers doivent être munis d'un équipement de protection standard, vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes de protection, et s'il y a lieu, un appareil respiratoire autonome. |

## SECTION 06 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

|  |  |
|--|--|
| <b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence</b> | Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Lors de la manipulation, porter un équipement de sécurité adéquat (référence section 8 pour équipements de protection à utiliser). Assurer une bonne aération des lieux. Utiliser une protection respiratoire à cartouche NIOSH au besoin ou en cas de déversement plus important. Couper toutes les sources d'ignition. Éviter la formation de poussière. Éviter l'inhalation de la poussière. |
| <b>Méthodes et matériaux pour confinement et nettoyage</b>                       | Ramasser à l'aide d'une pelle ou d'un balai en prenant soin de ne pas disperser les poussières. Disposer des résidus dans un contenant prévu pour l'élimination des matières dangereuses. Tout déversement dans l'environnement doit être évité.   |

## SECTION 07 - MANUTENTION ET STOCKAGE

|   |  |
|---|--|
| <b>Conditions d'entreposage</b>             | Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré. Garder le contenant hermétiquement fermé et le ranger à l'écart de la chaleur, de l'eau, de l'humidité et des produits incompatibles (réf. section 10). Hygroscopique.   |
| <b>Méthode et équipement de manutention</b> | Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Porter l'équipement de protection individuel (réf. section 8) lors de la manutention. Assurer toujours une bonne ventilation. Appliquer les règles habituelles d'hygiène standards: Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger ou boire durant l'utilisation. Éviter la formation de poussières. |

## SECTION 08 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

### VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

| Composants        | No.-CAS  | Valeur   |
|-------------------|----------|--|
| ACÉTATE DE SODIUM | 127-09-3 | Aucune limite d'exposition occupationnelles établies par les responsables de la réglementation spécifiques à la région - Québec, Alberta, Ontario, Colombie-Britannique. |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Respiratoire</b>          | Si un travail sous la hotte n'est pas possible, ou si les niveaux admissibles sont dépassés, utilisez une protection respiratoire à cartouche NIOSH, ou un respirateur avec alimentation d'air.   |
| <b>Gants</b>                 | Manipuler avec des gants de protection. Matériel suggéré: Nitrile. Butyle. Neoprène. Le type, l'épaisseur et la longueur du gant doivent être choisis en fonction de l'utilisation, de la concentration du produit, ainsi que de la durée d'utilisation. Remplacer régulièrement les gants pour une meilleure protection. |
| <b>Yeux</b>                  | Lunettes protectrices avec des volets de sécurité.  |
| <b>Chaussures</b>            | Utiliser des chaussures de sécurité.  |
| <b>Vêtements</b>             | Sarrau. Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.  |
| <b>Contrôle d'ingénierie</b> | Utiliser une hotte. Disposer de douches de sécurité et de douches oculaires sur les lieux de travail en cas d'urgence ainsi que d'un système de ventilation permettant de maintenir le niveau des concentrations dans l'air sous les valeurs limites d'exposition.  |

## SECTION 09 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| État physique   | Solide.                         |
| Couleur   | Blanc.                          |
| Odeur   | Sans odeur.                     |
| Seuil d'odeur   | Donnée non disponible.          |
| Point de fusion et congélation                              | 324 °C.                         |
| Point d'ébullition  | Donnée non disponible           |
| Inflammabilité  | Donnée non disponible           |
| Limites inférieures d'explosivité ou d'inflammabilité       | Donnée non disponible           |
| Limites supérieures d'explosivité ou d'inflammabilité       | Donnée non disponible           |
| Point d'éclair  | Donnée non disponible           |
| Température d'auto-inflammation                             | 611 °C.                         |
| Température de décomposition                                | Donnée non disponible           |
| pH  | 8,0-9,5 (1 % solution aqueuse). |
| Viscosité cinématique                                       | Sans objet .                    |
| Solubilité  | 119 G/100 ML @ 0 °C dans l'eau. |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique) | Donnée non disponible           |
| Pression de vapeur  | 0.00000071 [mmHg].              |
| Masse volumique et densité relative                         | 1.528 g/ml.                     |
| Densité de vapeur relative                                  | Donnée non disponible           |
| Caractéristiques des particules                             | Poudre hygroscopique.           |

## SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Réactivité                          | Peut réagir violemment avec les substances incompatibles.  |
| Stabilité chimique                  | Stable dans les conditions de stockage recommandées.   |
| Risque de réactions dangereuses     | Peut réagir violemment au contact de substances incompatibles.                                     |
| Conditions à éviter                 | Éviter l'humidité. Éviter le contact avec les matières incompatibles et les températures extrêmes. |
| Matériaux incompatibles             | Acides forts. Nitrate de potassium.  |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Oxydes de sodium.                 |

## SECTION 11 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

### ACÉTATE DE SODIUM

|   |  |
|---|--|
| <b>Premières voies d'absorption</b>                 | Ingestion, inhalation, contact cutané et oculaire.   |
| <b>Effets / symptômes de l'exposition aiguë :</b>   | Par voie d'exposition ci-dessous.  |
| - Yeux  | Irritation.  |
| - Peau  | Irritation.  |
| - Respiration                                       | Peut irriter le système respiratoire.  |
| - Ingestion   | À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées. |
| <b>Effets / symptômes de l'exposition chronique</b> | À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées. |
| <b>DL50 (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b>   | DL50 Oral - Rat - 3530 mg/kg. DL50 Cutanée - Lapin - 28.269g/Kg.   |
| <b>CL50 (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b>   | CL50 Inhalation - Rat - 1 h - > 30 000 mg/m3.  |

## SECTION 12 - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

### ACÉTATE DE SODIUM

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Écotoxicité</b>                  | Toxicité pour les poissons: CL50 - Pimephales promelas (Vairon à grosse tête) - 13 330 mg/l - 120 h. Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques: Daphnia magna (Grande daphnie ) - CE50 - > 1000 mg/l - 96 h. |
| <b>Persistance et dégradation</b>   | Facilement biodégradable. Résultat: 99%.   |
| <b>Potentiel de bioaccumulation</b> | Donnée non-disponible.   |
| <b>Mobilité dans le sol</b>         | Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.  |
| <b>Autre effets nocifs</b>          | Donnée non-disponible.   |

## SECTION 13 - DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Mesures pour l'élimination</b> | Éliminer le contenu et récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales, ou contacter une firme spécialisée en élimination des déchets. |
| <b>Emballage contaminé</b>        | Éliminer comme produit non utilisé.   |

## SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Numéro UN</b>                  | N/R |
| <b>Appellation réglementaire</b>  |     |
| <b>Classification du TMD</b>      |     |
| <b>Groupe d'emballage</b>         |     |
| <b>Indice de quantité limitée</b> |     |
| <b>Indice PIU</b>                 |     |
| <b>Dispositions particulières</b> |     |

## SECTION 15 - INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

SIMDUT CANADA

- Non réglementé selon le SIMDUT

## SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

Légende des abréviations et acronymes:

CNESST: Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité au travail

NIH: National institute of health (U.S. National Library of Medicine)

ECHA: Agence Européenne de Chimie

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

VECD: Valeur d'exposition courte durée

VEMP: Valeur d'exposition moyenne pondérée

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines

OSHA : United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration

TLV : Threshold limit value

TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Ceiling

RSST: Règlement sur la santé et sécurité au travail (Québec)

INRS: l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (France)

Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide. Ceci ne représente aucune garantie quant aux propriétés du produit. Laboratoire MAT inc. ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit susmentionné.

**DERNIÈRE MISE À JOUR : 2026-04-02**