



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Acétate de sodium, trihydrate, Réactif A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : SR-0192

LOT # : 2ZP2914321DO09ES2

DATE DE RÉÉVALUATION: Juillet 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	99.0-101%	99.9%
pH solution 5% (25°C)	7.5-9.2	8.4
Substances réduisant le permanganate	Passe tests	Passe tests
Matières insolubles	<=0.005%	<0.005%
Chlorure	<=0.001%	<0.001%
Phosphate	<=5ppm	<5ppm
Sulfate	<=0.002%	<0.002%
Métaux lourds	<=5ppm	<5ppm
Fer	<=5ppm	<5ppm
Calcium	<=0.005%	<0.005%
Magnésium	<=0.002%	<0.002%
Potassium	<=0.005%	<0.005%

*****IMPORTANT*****
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Isabelle Bohm, B.Sc.
Chimiste