



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7  
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666  
Courrier électronique : [Labmat@labmat.com](mailto:Labmat@labmat.com)  
Site web: [www.labmat.com](http://www.labmat.com)

## RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Citrate de sodium, Tribasique, Dihydrate,  
Réactif A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : SR-0194

LOT # : 1ZP1823321DO08FE

DATE DE RÉÉVALUATION: Décembre 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minium	$\geq 99.0\%$	99.82%
pH Solution 5% à 25°C	7.0-9.0 (25°C)	8.37
Matières insolubles	$\leq 0.005\%$	0.003%
Chlorure	$\leq 0.003\%$	$< 0.003\%$
Sulfate	$\leq 0.005\%$	$< 0.005\%$
Ammoniaque	$\leq 0.003\%$	$< 0.003\%$
Calcium	$\leq 0.005\%$	$< 0.005\%$
Métaux lourds	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$
Fer	$\leq 5\text{ppm}$	$< 5\text{ppm}$

\*\*\*\*\*IMPORTANT\*\*\*\*\*  
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.  
\*\*\*\*\*

Isabelle Bohm, B.Sc.  
Chimiste