



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### SECTION 01 - IDENTIFICATION

|                                                                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identification du produit</b>                                      | HYDROXYDE DE SODIUM (2.5N/M)                                                                                                            |
| <b>Autre identification (Nom chimique, Nom commercial, Synonymes)</b> | SODIUM HYDROXIDE, HYDRATE DE SODIUM, SOUDE CAUSTIQUE, LYE, CAUSTIQUE, GILLETTE                                                          |
| <b>Code du produit</b>                                                | SS-0925                                                                                                                                 |
| <b>Formule chimique</b>                                               | NaOH                                                                                                                                    |
| <b>Masse molaire</b>                                                  | 40                                                                                                                                      |
| <b>Usage recommandé et restrictions d'utilisation</b>                 | Pour usage en laboratoire, scolaire, commercial ou industriel. Ne pas utiliser à des fins médicales ou domestiques.                     |
| <b>Fournisseur</b>                                                    | LABORATOIRE MAT<br>610, rue Adanac<br>Québec<br>Québec<br>G1C 7B7<br>418-660-8666 Lun-ven 8h-16h<br>www.labmat.com<br>labmat@labmat.com |
| <b>Téléphone urgence</b>                                              | 418-660-8666 Lun-ven 8h-16h<br>CENTRE ANTI-POISON DU QUÉBEC 800-463-5060                                                                |
| <b>Date FDS préparée</b>                                              | 2026-08-27                                                                                                                              |

## SECTION 02 - IDENTIFICATION DES DANGERS

### Classification SIMDUT

- Corrosion cutanée/irritation cutanée - catégorie 1
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire - catégorie 1

### PICTOGRAMMES



### Mention d'avertissement

DANGER

### Mentions de danger (H)

- Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
- Provoque des lésions oculaires graves

### Conseils de prudence (P)

- Ne pas respirer les brouillards, gaz, vapeurs et autres émanations, ou le produit lui-même.
- Se laver soigneusement après manipulation.
- Porter des gants de protection (nitrile, butyle, néoprène), des vêtements de protection, et un équipement de protection des yeux et du visage.
- EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau.
- Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- Traitement spécifique (voir section 4 de la FDS et sur cette étiquette).
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Garder sous clef.
- Éliminer le contenu et récipient conformément aux réglementations locales, régionales et nationales, ou contacter une firme spécialisée en élimination des déchets.

### Autres dangers

NFPA (Degré du danger: 0=Minimal; 1=Léger; 2=Modéré; 3=Sérieux; 4=Extrême)

Santé 2  
Inflammabilité 0  
Réactivité 0  
Spécial

## SECTION 03 - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

| Composant           | No. CAS   | % Poids |
|---------------------|-----------|---------|
| Hydroxyde de sodium | 1310-73-2 | 9%      |

## SECTION 04 - PREMIERS SOINS

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Si contact avec yeux</b>                                                    | Laver les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en maintenant les paupières écartées afin de bien rincer l'oeil. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Si contact avec peau</b>                                                    | Laver la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les vêtements souillés. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Si inhalé</b>                                                               | Déplacer la personne incommodée à l'air frais. Si la respiration est difficile, donner de l'oxygène. Consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Si avalé</b>                                                                | Si la personne est consciente, faire boire de l'eau. Ne PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Symptômes et effets les plus importants (aigus et retardés)</b>             | Lorsqu'il est concentré, une forte exposition au produit provoque les principaux symptômes suivants: Le produit est une matière corrosive. Brûlures chimiques de la peau, des yeux et des muqueuses respiratoire et digestive. L'effet corrosif supplantera la toxicité pour le produit concentré. À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées. Réf. section 11. |
| <b>Prise en charge médicale immédiate ou traitement spécial, si nécessaire</b> | Traiter en fonction des symptômes. Montrer cette fiche au médecin traitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## SECTION 05 - MESURES À PRENDRE EN CAS D'INCENDIE

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>                                             | Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.                                                                                                                                                                |
| <b>Agents extincteurs inappropriés</b>                                           | Ne pas utiliser de jet d'eau à forte pression.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produits de combustion</b>                                                    | Des produits de combustion dangereux se forment en cas de feu: Oxydes de sodium.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dangers spécifiques du produit dangereux</b>                                  | Lorsqu'il est concentré, le produit réagit selon les caractéristiques suivantes: Peut réagir violemment au contact des produits incompatibles (réf. section 10).                                                                                                             |
| <b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour pompiers</b> | Écarter les substances incompatibles si cela peut se faire sans risque. Les pompiers doivent être munis d'un équipement de protection standard, vêtement ignifuge, casque à masque facial, gants, bottes de protection, et s'il y a lieu, un appareil respiratoire autonome. |

## SECTION 06 - MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence</b> | Évacuer le personnel vers des endroits sûrs. Lors de la manipulation, porter un équipement de sécurité adéquat (référence section 8 pour équipements de protection à utiliser). Assurer une bonne aération des lieux. Utiliser une protection respiratoire à cartouche NIOSH au besoin ou en cas de déversement plus important. |
| <b>Méthodes et matériaux pour confinement et nettoyage</b>                       | Neutraliser les résidus avec un acide dilué, puis rincer avec de l'eau. Disposer des résidus dans un contenant prévu pour l'élimination des matières dangereuses.                                                                                                                                                               |

## SECTION 07 - MANUTENTION ET STOCKAGE

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conditions d'entreposage</b>             | Garder le contenant hermétiquement fermé et le ranger à l'écart de la chaleur, de l'eau, de l'humidité et des produits incompatibles (réf. section 10). Entreposer dans un endroit frais, sec et bien aéré.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Méthode et équipement de manutention</b> | Ce produit est corrosif pour les métaux. Ne pas entreposer dans des récipients en métal. Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Porter l'équipement de protection individuel (réf. section 8) lors de la manutention. Assurer toujours une bonne ventilation. Appliquer les règles habituelles d'hygiène standards: Se laver les mains après utilisation. Ne pas manger ou boire durant l'utilisation. |

## SECTION 08 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

### Valeurs limites d'exposition

| Composants          | No.-CAS                                                                                                                                                                                                                                            | Paramètres de contrôle | Valeur         | Base                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxyde de sodium | 1310-73-2                                                                                                                                                                                                                                          | C                      | 2.000000 mg/m3 | Canada. LEP Colombie Britannique                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | CEV                    | 2.000000 mg/m3 | Canada. Ontario OELs                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | (c)                    | 2.000000 mg/m3 | Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | P                      | 2mg/m3         | Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                |                                                                                                                                         |
| Remarques           | <p>La limite d'exposition professionnelle est basée sur les effets de l'irritation et son ajustement pour compenser les emplois du temps de travail inhabituels n'est pas nécessaire.</p> <p>Une substance dont la recirculation est prohibée.</p> |                        |                |                                                                                                                                         |

#### Origine des données

Sigma-Aldrich (Millipore Sigma)

#### Respiratoire

Si un travail sous la hotte n'est pas possible, ou si les niveaux admissibles sont dépassés, utilisez une protection respiratoire à cartouche NIOSH, ou un respirateur avec alimentation d'air.

#### Gants

Gants résistants aux matières corrosives basiques. Matériel suggéré: Nitrile. Neoprène. Butyle. Le type, l'épaisseur et la longueur du gant doivent être choisis en fonction de l'utilisation, de la concentration du produit, ainsi que de la durée d'utilisation. Remplacer régulièrement les gants pour une meilleure protection.

#### Yeux

Lunettes protectrices avec des volets de sécurité.

#### Chaussures

Utiliser des chaussures de sécurité.

#### Vêtements

Sarrau. Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de substance dangereuse sur le lieu de travail spécifique.

#### Contrôle d'ingénierie

Disposer de douches de sécurité et de douches oculaires sur les lieux de travail en cas d'urgence ainsi que d'un système de ventilation permettant de maintenir le niveau des concentrations dans l'air sous les valeurs limites d'exposition. La recirculation est interdite.

## SECTION 09 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                                                             |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                                               | Liquide                                                                                      |
| Couleur                                                     | Incolore                                                                                     |
| Odeur                                                       | Inodore                                                                                      |
| Seuil d'odeur                                               | Donnée non disponible                                                                        |
| Point de fusion et congélation                              | Donnée non disponible                                                                        |
| Point d'ébullition                                          | Donnée non disponible                                                                        |
| Inflammabilité                                              | Non                                                                                          |
| Limites inférieures d'explosivité ou d'inflammabilité       | Donnée non disponible                                                                        |
| Limites supérieures d'explosivité ou d'inflammabilité       | Donnée non disponible                                                                        |
| Point d'éclair                                              | Donnée non disponible                                                                        |
| Température d'auto-inflammation                             | Donnée non disponible                                                                        |
| Température de décomposition                                | Donnée non disponible                                                                        |
| pH                                                          | 14                                                                                           |
| Viscosité cinématique                                       | Donnée non disponible                                                                        |
| Solubilité                                                  | 1 g / 0.9 mL eau ; 1 g / 7.2 mL alcool absolu, 4.2 mL méthanol; soluble dans glycérol (NaOH) |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique) | Donnée non disponible                                                                        |
| Pression de vapeur                                          | Donnée non disponible                                                                        |
| Masse volumique et densité relative                         | 1.10 @20°C                                                                                   |
| Densité de vapeur relative                                  | Donnée non disponible                                                                        |
| Caractéristiques des particules                             | Sans objet                                                                                   |

## SECTION 10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                          | Produit basique, réagit violemment avec les acides forts. Réagit fortement avec les métaux.                                                                                                        |
| Stabilité chimique                  | Stable dans les conditions de stockage recommandées.                                                                                                                                               |
| Risque de réactions dangereuses     | Peut réagir violemment au contact de substances incompatibles. Au contact de certains métaux, le produit peut générer de l'hydrogène gazeux, un gaz inflammable.                                   |
| Conditions à éviter                 | Éviter l'humidité. Éviter le contact avec les matières incompatibles et les températures extrêmes.                                                                                                 |
| Matériaux incompatibles             | Lorsqu'il est pur, le produit réagit avec les produits suivants: Oxydants forts. Acides forts. Matières organiques. Certains métaux. Zinc. Aluminium. Étain. Métaux alcalins. Anhydrides d'acides. |
| Produits de décomposition dangereux | Oxydes de sodium.                                                                                                                                                                                  |

## SECTION 11 - DONNÉES TOXICOLOGIQUES

### HYDROXYDE DE SODIUM (2.5N/M)

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premières voies d'absorption</b>                 | Ingestion, inhalation, contact cutané et oculaire.                                                                                                                                                                           |
| <b>Effets / symptômes de l'exposition aiguë :</b>   | Par voie d'exposition ci-dessous. L'effet corrosif supplantera la toxicité pour le produit concentré.                                                                                                                        |
| - Yeux                                              | Brûlures sévères et destruction du tissu oculaire pouvant entraîner l'ulcération de la cornée et la cécité. À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées. |
| - Peau                                              | Provoque des brûlures de la peau. À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.                                                                           |
| - Respiration                                       | Le produit est extrêmement destructeur pour le tissu des muqueuses et des voies respiratoires supérieures. À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.  |
| - Ingestion                                         | Corrosion des voies digestives. À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.                                                                             |
| <b>Effets / symptômes de l'exposition chronique</b> | À notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.                                                                                                             |
| <b>DL50 (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b>   | ETA Mélange (Estimation de la toxicité aiguë) : DL50 Oral - Rat - 1540mg/kg. DL50 Cutanée - Lapin - >5000mg/kg.                                                                                                              |
| <b>CL50 (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b>   | ETA Mélange (Estimation de la toxicité aiguë) : CL50 Inhalation - Donnée non-disponible.                                                                                                                                     |

### HYDROXYDE DE SODIUM

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premières voies d'absorption</b>                 | Ingestion, inhalation, contact cutané et oculaire.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Effets / symptômes de l'exposition aiguë :</b>   | Par voie d'exposition ci-dessous. L'effet corrosif supplantera la toxicité pour le produit concentré.                                                                                                                                                                                                                        |
| - Yeux                                              | Brûlures sévères et destruction du tissu oculaire pouvant entraîner l'ulcération de la cornée et la cécité.                                                                                                                                                                                                                  |
| - Peau                                              | Provoque des brûlures de la peau.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Respiration                                       | Le produit est extrêmement destructeur pour le tissu des muqueuses et des voies respiratoires supérieures.                                                                                                                                                                                                                   |
| - Ingestion                                         | Corrosion des voies digestives. Vomissements sanglants. Diarrhée. Inflammation du larynx. Perforation possible de l'œsophage et de l'estomac. Peut entraîner la mort.                                                                                                                                                        |
| <b>Effets / symptômes de l'exposition chronique</b> | Sensation de brûlure. Dermatitis. Conjonctivite. Lésions aux poumons. Lésions aux yeux. Troubles nerveux. Douleurs dans la poitrine. Dyspnée. Laryngite. Maux de tête. Confusion. Irritabilité. Salivation. Sudation. Fatigue. Larmolement. Alopecie. Perte de poids. Perte d'appétit. Convulsions. Nausées et vomissements. |
| <b>DL50 (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b>   | DL50 Oral - Rat - 140mg/kg. DL50 Cutanée - Lapin - 1350mg/kg.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CL50 (spécifier l'espèce et voie d'entrée)</b>   | CL50 Inhalation - Donnée non-disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## SECTION 12 - DONNÉES ÉCOLOGIQUES

### HYDROXYDE DE SODIUM (2.5N/M)

|                              |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écotoxicité                  | Donnée non-disponible.                                                                                                                                                 |
| Persistance et dégradation   | Donnée non-disponible.                                                                                                                                                 |
| Potentiel de bioaccumulation | Donnée non-disponible.                                                                                                                                                 |
| Mobilité dans le sol         | Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.                                                                                          |
| Autre effets nocifs          | Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle. Nocif pour les organismes aquatiques. |

### HYDROXYDE DE SODIUM

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écotoxicité                  | Toxicité pour les poissons: CL50 - Gambusia affinis (Guppy sauvage) - 125 mg/l - 96 h. Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques: CL50 - Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) - 45.4 mg/l - 96 h. Immobilisation CE50 - Daphnia (Daphnie) - 40.38 mg/l - 48 h. |
| Persistance et dégradation   | Donnée non-disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potentiel de bioaccumulation | Donnée non-disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mobilité dans le sol         | Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.                                                                                                                                                                                                          |
| Autre effets nocifs          | Un danger environnemental ne peut pas être exclu dans l'éventualité d'une manipulation ou d'une élimination peu professionnelle. Nocif pour les organismes aquatiques.                                                                                                                 |

## SECTION 13 - DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures pour l'élimination | Neutraliser en ajoutant lentement une solution à faible concentration d'acide chlorhydrique pour éviter l'augmentation brusque de température et l'émission de vapeur. La neutralisation peut provoquer la formation de chaleur ou de vapeurs qui doit être contrôlée par la vitesse à laquelle on ajoute les solutions. La solution ainsi neutralisée peut être disposée comme un déchet domestique. Pour les grandes quantités, contacter une firme spécialisée en élimination des déchets. |
| Emballage contaminé        | Éliminer comme produit non utilisé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SECTION 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Numéro UN                  | 1824                            |
| Appellation réglementaire  | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION |
| Classification du TMD      | Matières corrosives 8           |
| Groupe d'emballage         | II                              |
| Indice de quantité limitée | 1 L                             |
| Indice PIU                 | -                               |
| Dispositions particulières | -                               |

## SECTION 15 - INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIMDUT CANADA | - Corrosion cutanée/irritation cutanée - catégorie 1<br>- Lésions oculaires graves/irritation oculaire - catégorie 1 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 16 - AUTRES INFORMATIONS

Légende des abréviations et acronymes:

CNESST: Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité au travail

NIH: National institute of health (U.S. National Library of Medicine)

ECHA: Agence Européenne de Chimie

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

VECD: Valeur d'exposition courte durée

VEMP: Valeur d'exposition moyenne pondérée

CMRG : Chemical Manufacturer's Recommended Guidelines

OSHA : United States Department of Labor - Occupational Safety and Health Administration

TLV : Threshold limit value

TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Ceiling

RSST: Règlement sur la santé et sécurité au travail (Québec)

INRS: l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (France)

Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide. Ceci ne représente aucune garantie quant aux propriétés du produit. Laboratoire MAT inc. ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit susmentionné.

**Dernière mise à jour : 2026-08-27**