



610, rue Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666, (450) 443-1046, (800) 890-8666
Courrier électronique : Labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : TWEEN ® 80

NUMÉRO DE CATALOGUE : TP-0813

LOT # : 2L8212521BR23EM2

DATE DE RÉÉVALUATION: Juin 2027

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Apparence	Liquide huileux de couleur citron à ambrée	Conforme
Valeur hydroxyle	65-80	69.6
Eau	<3.0%	2.4%
Résidus après ignition	<=0.25%	0.07%
Gravité spécifique	1.06-1.09	Conforme

*****IMPORTANT*****

Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste