610, Adanac, Québec (Québec) G1C 7B7
Tél. : (418) 660-8666 Sans frais : 1 (800) 890-8666 Mtl : (450) 443-1046
Courrier électronique : labmat@labmat.com
Site web: www.labmat.com

RAPPORT DE CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT : Peroxyde de sodium, A.C.S.

NUMÉRO DE CATALOGUE : SR-0146

LOT # : 1ZD8212712EH

DATE DE RÉÉVALUATION: Janvier 2028

ANALYSES	SPÉCIFICATIONS	RÉSULTATS
Teneur minimum	>=93.0%	97.9%
Chlorure	<=0.002%	<0.002%
Phosphate	<=5ppm	<5ppm
Sulfate	<=0.001%	<0.001%
Métaux lourds	<=0.002%	<0.002%
Fer	<=0.005%	<0.005%

**********IMPORTANT**********
Nous certifions que ces résultats sont conformes à ceux émis par le manufacturier / fournisseur. Le numéro de lot attribué par Laboratoire MAT comporte 5-7 caractères. Les caractères suivants réfèrent à la date de réception et d'embouteillage du produit. Les spécifications et résultats sont indépendants de ces derniers caractères et font référence au produit original, et sont sujets à changement selon le fournisseur.
****

Louise-Josée Lamothe, B.Sc.
Chimiste